



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITES VIRAIS
SAF Sul Trecho 02, Lote 05/06, Edifício Premium,
Torre 1, Bloco F, Sala 03,
70.070-600 – Brasília/DF
Tel: (61) 3306-7037

NOTA TÉCNICA Nº. 34/2012 CQV/D-DST-AIDS-HV/SVS/MS

Assunto: Nomenclatura utilizada nas amostras da RENAGENO

1. A Coordenação de Cuidado e Qualidade de Vida – CQV do Departamento de DST/AIDS/HV informa e esclarece aos Laboratórios que integram a Rede Nacional de Laboratórios de Genotipagem que deverão:
 - a) Padronizar a utilização da data no campo DRAW DATE do programa TRUGENE da seguinte forma: ddmmaaaa ex: 26012012. É imprescindível que não haja ponto, espaço, barra ou qualquer outro caractere.
 - b) Se houver necessidade de repetir o sequenciamento de uma amostra isto deverá ocorrer apenas **uma única vez**. E se mesmo assim não for possível liberar o laudo de Genotipagem a amostra deverá ser encaminhada para o Laboratório de Resgate - Laboratório de Retrovirologia da Universidade Federal de São Paulo.
 - c) O sequenciamento da amostra repetida deverá obedecer ao seguinte padrão de nomenclatura: - Repetir o identificador da amostra acrescido de *underline R*. Ex: 07RJ120001_R
2. Este critério passa a vigorar a partir de 01/02/2012.
3. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Brasília, 26 de janeiro de 2012.

Ronaldo Campos Hallal
Coordenação de Cuidado e Qualidade de Vida